

自費特材說明書

中文品名	英文品名
愛必敷組織黏膠 0.3 克	EPIGLU® Tissue Adhesive 0.3g
衛生署許可證號	品項代碼
衛署醫器輸字第 020029 號	WDY020029001
產 品 特 性	
1. 適於局部塗抹，使手術切開之傷口的鄰近皮膚邊緣容易密合(包括微創手術的穿刺，以及簡單且經徹底清潔之撕裂性外傷)，亦可與縫線搭配使用。 2. Ethyl-2-cyanoacrylate 單體時為液態狀，當與組織液或水分接觸後很快地會變為聚合物形態，所以少量的本品即可使治療傷口緊黏合在一起。	
適 應 症	
本品適用於局部塗抹，使手術切開(包括微創手術的穿刺，以及簡單且經徹底清潔之撕裂性外傷)之傷口的鄰近皮膚邊緣容易密合。本品可以與縫線搭配使用(但無法取代之)。	
副 作 用	
1. 若本品使用不當或塗太厚，可能因聚合作用而造成組織灼傷。 2. 本品塗抹太廣或太濃稠會阻礙結締組織的癒合 3. 本品在依循使用說明書使用下，有良好的局部耐受性。	
注 意 事 項	
1. 應避免沾黏眼睛，僅使用於外部傷口。 2. 應用於新鮮傷口(不超過 6 小時)，等傷口完全止血，並將傷口清潔，黏合前，勿使用藥膏或乳劑等。 3. 不能用於感染、發炎的組織及嚴重污染或大量滲液的傷口。 4. 使用前，拉合傷口，確保傷口平整，皮膚沒有皺摺。 5. 本品須存放於避光之速凍冷藏處存放。開啟後，須直立放置。	
與健保品項之療效比較	
易乾、快乾，可安定傷口並防止感染，無針線管道和緊繃的疼痛，所以對傷口有減輕疼痛的效果，減少紅斑，縮短恢復期；病患能立即恢復每日的個人衛生(如淋浴)，並且可照往常工作或者玩樂，方便、經濟、安全。	

解說醫師簽章：_____

病人/家屬簽章：_____

說明暨簽署時間：_____年_____月_____日