

自費特材說明書

中文品名	英文品名
健臻防粘黏薄膜	MEMBRANE BIORESORBABLE SEPRAFILM 5X6"#4301-02"GENZYM
衛生署許可證號	品項代碼
衛署醫器輸字第 018915 號	FSZ018915001
產 品 特 性	
<p>玻尿酸(HA)與羧酸甲基纖維素(CMC)所組成,在預防沾黏的關鍵七天有效形成暫時性的物理性屏障,阻隔開受傷的組織,減少粘黏發生的機會。</p> <p>五大臨床試驗證實有效降低沾黏及其併發症, 1. 小腸阻塞(54-74%)。2. 次發性的不孕症(20-40%)。3. 慢性骨盆腔疼痛(48%)。4. 造成再次手術的複雜度</p>	
適 應 症	
<p>‘健臻’防粘黏薄膜適用於進行腹腔或骨盆腔剖腹術的患者使用,目的在減少手術後於腹腔壁與下方的臟器(如網膜、小腸、膀胱與胃)之間及子宮與周圍組織(如輸管、卵巢、大腸與膀胱)之間造成粘黏的發生率並降低其程度與嚴重度。</p>	
副 作 用	
與對照組間無統計上顯著差異	
注 意 事 項	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 在剖腹手術進行腹骨盆腔縫合之前立即使用 2. 在使用前應確保膜的乾燥 3. 手術部位,特別是欲放置的位置應儘可能保持乾燥,完全去除多餘的體液。 4. 臨用前將鋁箔包裝打開,將覆有本品的內部無菌托片放置在消毒後的手術區域。 5. 自內部消毒套移開含有本品的支持套。 6. 將薄膜以剪刀裁切成適當形狀及大小。 7. 小心以乾燥器械(或/與)乾手套處理。 8. 將膜自支持套開口拉出 1-2 cm。 9. 適度彎曲薄膜或支持套以幫助置入腹腔。 10. 使用時,在放置於使用部位前應避免接觸其他部位組織表面。若不慎接觸,適當利用適量沖洗液將薄膜慢慢沖離非目標放置部位的組織表面。 11. 首次放置於目標位置後,可用乾燥手套輕微按壓,使薄膜使與組織或器官黏貼,然後抽出支持套。 12. 可適度延展薄膜,使其可超過組織創傷的部位以達到適當地被覆。 13. 如需要,可用灌注液輕微濕潤薄膜,使其更易於覆蓋組織或器官邊緣。 14. 可允許在同一部位以薄膜重疊附蓋或連續覆蓋住傷口的組織表面,以確保達到完全覆蓋。 	
與健保品項之療效比較	
無健保給付品項	

解說醫師簽章：_____ 病人/家屬簽章：_____

說明暨簽署時間：_____年_____月_____日