

# 自費特材說明書

中文品名	英文品名
“史賽克 雷賓格爾” 手部骨板系統	“Stryker Leibinger” Hand Plating System
衛生署許可證號	品項代碼
衛署醫器輸字第 019512 號	FBZ019512001 FBZ019512002
產 品 特 性	
<p>產品符合病患需求，提升醫病滿意度</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\pm 10</math> degrees polyaxial locking 萬象螺釘，鎖定角度更符合人體本身結構。</li> <li>2. 特殊鎖定專利設計，無需加鎖金屬環，骨板厚度較他廠品牌薄。</li> <li>3. 特殊電鍍設計，骨折癒合後拔除容易。</li> <li>4. 骨板規格齊全，並且有專為特殊骨折設計之骨板。</li> </ol>	
副 作 用	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本系統可能造成的負面效應大多源自於臨床治療，而非植體。</li> <li>• 未癒合或延遲癒合可能會成植體斷裂。</li> <li>• 緊固程度不足可能導致植體鬆脫。</li> <li>• 對金屬敏感或起過敏反應。</li> <li>• 嚴重的植體彎曲及斷裂。</li> <li>• 骨質壞死、骨質疏鬆症、血管暢通性受到抑制、骨骼消融及造骨功能不良可能造成固件過早脫落，從而導致傷口無法癒合。</li> <li>• 手術創傷造成神經損傷。</li> <li>• 深淺部位的早發或遲發感染。</li> </ul> <p>不穩定粉碎性骨折造成骨折部位周圍的纖維組織反應增加。</p>	
注 意 事 項	
<p>依據製造方式及設計，植體和儀器必須相互搭配使用。將其他製造商的產品與 Stryker 產品搭配使用，可能會造成無法估計的風險、材料受到污染以及植體和儀器之間的對準偏差，從而危害到病患、使用者或第三方的安全。</p>	
與健保品項之療效比較	
<p>此系列產品皆為自費，尚無健保給付產品可比較</p>	

解說醫師簽章：\_\_\_\_\_

病人/家屬簽章：\_\_\_\_\_

說明暨簽署時間：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

