

自費特材說明書

中文品名	英文品名
1. "柯惠"內視鏡雙層可吸收性血管夾及釘匣-M/L (8mm、2 發/包) 2. "柯惠"內視鏡雙層可吸收性血管夾及釘匣-L (12mm、2 發/包)	"Covidien" Lapro Clip Reusable Clip Applier and Absorbable Ligating Clip Cartridge
衛生署許可證號	品項代碼
衛部醫器輸字第 026161 號	1. SCZ026161001 2. SCZ026161002
產 品 特 性	
<ol style="list-style-type: none">1. 獨特生物可吸收材質製造:聚甘醇酸及聚甘醇碳酸，不導電、不傳熱，術中使用更安全。2. 術後6個月人體吸收代謝，無異物殘留，避免結石及發炎反應產生。不會干擾X-ray、CT/MRI 等檢查。3. 雙層夾閉設計:柔軟內層將血管包住，保護血管並避免血管壁的受傷。堅硬外層扣在內層的軟墊上，並提供了比titanium更強的ligate強度。4. 遠端閉合設計:使得在閉合的過程中血管不會被擠出血管夾外，施夾更精準安全。	
適 應 症	
本品的用途是在內視鏡手術下，作為可吸收結紮線使用。其可吸收血管夾釘匣不會被放射線穿透，而且不會影響術後 X-ray、CT 或 MRI 掃描的判讀。可吸收血管夾釘匣可用於其他一般結紮。	
副 作 用	
目前無文獻特別報告之。	

注 意 事 項

1. 禁忌: (1)本品不應使用在組織或血管需要延長或永久結紮時。(2)本品不能用於輸卵管結紮避孕手術，但可在切開輸卵管後用於止血。
2. 本品可重複使用的血管夾擊發器是以非無菌方式提供，在使用前必須進行清潔及滅菌。
3. 每一次使用前後皆必須仔細檢查本品可重複使用的血管夾擊發器，否則可能會影響到裝置的操作安全。無法在滅菌前潤滑本品可能會造成卡住、操作困難或縫合釘成形不良(若適用)。使用前應先評估 包含可移動零件的裝置功能是否正常。若懷疑已破損，請聯絡當地業務代表進行替換或由廠商進行維修。
4. 請確保要結紮的組織完全位於閉合的夾子內。
5. 使用本品是一種安全的結紮方式。閉合之前，應檢查夾子內的所有組織，確保將正確的組織結紮。拆下完全閉合的夾子可能非常困難。使用 Lapro-Clip 取夾器可拆下在不當位置的夾子。
6. 內視鏡手術僅能由受過充足訓練、熟練內視鏡技術的醫師進行。充分了解進行內視鏡手術時的操作原則、風險和優點的比較，以及應用此手術的相關危險性，才可盡量避免對使用者和/或病患造成傷害。

與健保品項之療效比較

1. 健保給付止血夾皆不可吸收。
2. 可吸收夾閉合血管範圍大(約可閉合 1-8 mm 血管及組織)，安全可靠、價格合理。
3. 可吸收夾可完全吸收、無異物殘留、不會干擾 X-ray 或 CT/MRI 等檢查、不導電、不怕燙。健保給付品項為鈦金屬材質，難以達到上述目的。
4. 可吸收夾的安全設計，使 clip 較不易從血管或組織上滑脫。

解說醫師簽章：_____

病人/家屬簽章：_____

說明暨簽署時間：_____年_____月_____日

